

### Stéthoscope Littmann - Cardiologie IV - Black, Rainbow, Smoke Edition

Nouveau stéthoscope Littmann pour une acoustique des sons de basse et haute fréquence

Membrane double fréquence une seule pièce sur deux pavillons et double tubulure avec deux voies sonores en un seul tube, permettant moins d'interférences.

#### Pavillon

- En acier inoxydable - Double pavillon diamètre 43 et 33 mm.
- Membrane en époxy et fibre de verre sur les deux pavillons.
- Bague anti-froid en PVC;
- Une bague anti-froid pour petit pavillon fourni.

Lyre en alliage très léger.

Tubulure en polychlorure de vinyle de 69 cm - Double conduit interne intégré dans la tubulure.

Embouts auriculaires en silicone, hypoallergénique, étanches et clipsés. (une paire souple petit format fournie).

Poids 177 grs.

Différents coloris disponibles.

Garantie 7 ans.

Matériel médical CE.

**Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann 3M. Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann 3M en fiche technique (ci-dessous).**

