



### **Stéthoscope Mdf Procardial® - Cardiologie - Adulte, pédiatrique et nourrisson - Coloris Noir**

Stéthoscope de précision, dédié à la cardiologie. Livré avec pavillons pédiatrique et infantile.

Le stéthoscope MDF® ProCardial® permet une auscultation précise du cœur, des poumons et des bruits de Korotkoff avec une grande clarté et intégrité acoustique.

Ce stéthoscope possède un double pavillon : le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

Sa tubulure ACOUSTIC C34 avec déflecteurs pour réduire la réfraction des ondes sonores.

Le ProCardial® offre une grande souplesse lors des examens, passant rapidement d'un stéthoscope adapté aux adultes à un stéthoscope adapté aux enfants et nouveaux nés, grâce à son pavillon à vis interchangeable breveté (livré avec).

- Stéthoscope double pavillon
- Spécialisé pour la cardiologie
- Cloche conique pour plus de précision
- Pavillon à vis interchangeable
- Léger
- Tubulure avec déflecteurs
- Sans latex
- Très bonne acoustique
- Ressort à double lame
- Système ACOUSTIC PYRAMID CHAMBER™
- Garantie de 30 ans
- Coloris Noir

#### **Cloche et membrane :**

Stéthoscope avec double pavillon. Le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

#### **Cloche plus profonde :**

La cloche plus profonde, de forme conique, recueille les bruits cardiaques de basse fréquence, qui sont souvent difficiles à distinguer.

#### **Tubulure ACOUSTIC C34 :**

Inspiré des salles de concert et de leurs murs munis de déflecteurs pour réduire la réfraction des ondes sonores, ce stéthoscope possède une nouvelle tubulure C34 comporte 34 canaux gravés à l'intérieur du tube pour transmettre des ondes sonores claires et précises.

#### **Lyre ErgonoMax™ :**

Lyre brevetée, à angle préformé et à tension réglable, ce qui permet un ajustement sur mesure. Le ressort à double lame ajoute à la durabilité.

Empêche le tube acoustique de se tordre ou de se comprimer afin de garantir un canal clair et dégagé lors de l'auscultation.

**Système SafetyLock™ :**

Système breveté qui permet d'éviter la perforation accidentelle des tympans en empêchant que les embouts auriculaires ne se détachent pendant l'auscultation.

**Embouts auriculaires ComfortSeal™ :**

S'adapte parfaitement au conduit auditif.

Le stéthoscope MDF est livré avec 3 tailles d'embouts, petit, moyen et grand.

La silicone souple permet à l'embout de se comprimer légèrement, créant ainsi une meilleure insonorisation.

Stéthoscope MDF PROCARDIAL® - Cardiologie - Double pavillon - Coloris Noir

;

- 3 paires d'embouts auriculaires (3 tailles différentes)
- Pavillon à vis interchangeable pédiatrique et nourrisson
- Un name tag (plaque d'identification)
- Membrane de rechange

**Matériau :** Acier Inoxydable

**Coloris de la tubulure :** Noir

**Finition Métallisée :** Argent

**Longueur totale :** 795 mm

**Poids :** 139 g

---

Matériel Médical CE