



### Stéthoscope Mdf Procardial® Titane - Cardiologie - Double pavillon - Coloris Mermaid / Or rose

Stéthoscope de précision, dédié à la cardiologie. Tubulure avec 34 canaux gravés à l'intérieur du tube pour une meilleure qualité d'écoute.

En titane léger, le stéthoscope MDF® ProCardial® Titanium permet une auscultation précise du cœur, des poumons et des bruits de Korotkoff avec une grande clarté et intégrité acoustique.

Ce stéthoscope possède un double pavillon : le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

Sa tubulure ACOUSTIC C34 avec déflecteurs pour réduire la réfraction des ondes sonores.

- Stéthoscope double pavillon
- Spécialisé pour la cardiologie
- Cloche conique pour plus de précision
- Modèle en titane
- Léger
- Tubulure avec déflecteurs
- Sans latex
- Très bonne acoustique
- Ressort à double lame
- Système ACOUSTIC PYRAMID CHAMBER™
- Garantie de 30 ans
- Coloris Or rose / motifs Mermaid

#### Cloche et membrane :

Stéthoscope avec double pavillon. Le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

#### Cloche plus profonde :

La cloche plus profonde, de forme conique, recueille les bruits cardiaques de basse fréquence, qui sont souvent difficiles à distinguer.

#### Tubulure ACOUSTIC C34 :

Inspiré des salles de concert et de leurs murs munis de déflecteurs pour réduire la réfraction des ondes sonores, ce stéthoscope possède une nouvelle tubulure C34 comporte 34 canaux gravés à l'intérieur du tube pour transmettre des ondes sonores claires et précises.

#### Lyre ErgonoMax™ :

Lyre brevetée, à angle préformé et à tension réglable, ce qui permet un ajustement sur mesure. Le ressort à double lame ajoute à la durabilité.

#### Acoustic Pyramid Chamber™ :

Empêche le tube acoustique de se tordre ou de se comprimer afin de garantir un canal clair et dégagé lors de l'auscultation.

Système breveté qui permet d'éviter la perforation accidentelle des tympans en empêchant que les embouts auriculaires ne se détachent pendant l'auscultation.

**Embouts auriculaires ComfortSeal™ :**

S'adapte parfaitement au conduit auditif.

Le stéthoscope MDF est livré avec 3 tailles d'embouts, petit, moyen et grand.

La silicone souple permet à l'embout de se comprimer légèrement, créant ainsi une meilleure insonorisation.

Stéthoscope MDF PROCARDIAL® TITANE - Cardiologie - Double pavillon - Coloris Mermaid / Or rose :

- 3 paires d'embouts auriculaires (3 tailles différentes)
- Un name tag (plaque d'identification)
- Membrane de rechange

**Matériau :** Titane

**Coloris de la tubulure :** Mermaid (écailles de sirène)

**Finition Métallisée :** Doré rose

**Longueur totale :** 795 mm

**Poids :** 139 g

----

Matériel Médical CE