

### Stéthoscope Sonus Flat Flex simple pavillon Luxamed

Procédé exclusif en matière d'hygiène grâce à sa membrane à usage unique

Pour limiter les risques de transmission par contact de germes, utiliser les membranes interchangeables pour le pavillon.

Tubulure en Y avec connecteur 3 voies offrant une transmission optimale du son.

- Peut être utilisé comme un stéthoscope classique avec la membrane d'origine
- Possibilité de procéder à un échange de la membrane d'origine avec une membrane interchangeable à intervalle régulier, en fonction de l'utilisation et des facteurs de contamination avec [les membranes interchangeables Flex](#).

- Longueur 75 cm.
- Pavillon adulte en aluminium noir.
- Membrane Ø 43 mm.
- Embouts auriculaires souples.
- Sans latex et sans phtalates.

Existe en double pavillon : [LuxaScope Sonus FLEX double pavillon](#)

Livré complet en coffret avec une membrane réutilisable.

3 coloris au choix : noir, rouge ou jaune.

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

