

### Stéthoscope Sonus Flex double pavillon Luxamed

Procédé exclusif en matière d'hygiène grâce à sa membrane interchangeable

Stéthoscope double pavillon de qualité avec membrane en fibre de verre et bague anti-froid.

Possibilité de procéder à un échange de la membrane d'origine avec une membrane interchangeable à intervalle régulier, en fonction de l'utilisation et des facteurs de contamination avec [les membranes interchangeables Flex](#).



- Pavillon adulte en acier inoxydable pour système de membrane interchangeable
- Membrane Ø 43 mm.
- Longueur 75 cm.
- Lyre renforcée pour une meilleure résistance.
- Embouts auriculaires souples s'adaptent de manière optimale au conduit auditif
- Crochet d'oreille incurvé de manière ergonomique en acier inoxydable avec un ressort renforcé supplémentaire pour une durabilité plus longue et un confort de port optimal.
- Tube en Y avec connecteur à 3 voies pour une transmission optimale du son dans le conduit auditif.
- Sans latex et sans phtalates.

Livré avec 5 membranes interchangeables, 5 bagues anti-froid et 1 paire d'embouts auriculaires souples.

2 coloris au choix : noir ou gris.

Garantie 2 ans.

Fabrication Allemande.  
Matériel médical CE.