

### Stéthoscope à patient unique 3M™

Un outil fiable d'auscultation des patients en situation d'isolement ou à risque

Destiné à l'auscultation des patients en chambre d'isolement, ce stéthoscope réutilisable pour patient unique contribue à éliminer le risque potentiel de contamination croisée entre patients.

- Acoustique de haute qualité : son net et fiable
- Embouts souples isolant les bruits gênants et facilitant l'écoute
- Lyre confortable, orientée selon l'anatomie auriculaire
- Prise en main et manipulation aisée du pavillon, dans de multiples positions
- Tubulure souple permettant le mouvement et le placement en douceur du pavillon.
- Membrane double fréquence pour une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences par simple pression sur le pavillon.

#### Caractéristiques :

- Diamètre de la membrane : 4,52 cm
- Matériau de la membrane : Epoxy/Fibre de verre
- Lyres et embouts : Polypropylène
- Type d'embout : Souple
- Sans ajout de phtalates
- Compatible IRM
- Coloris : Jaune citron

Egalement disponible en version pédiatrique, avec un plus petit pavillon :

- Diamètre de la membrane : 3,52 cm

Vendu par lot de 10 stéthoscopes.

Dispositif médical CE

