



### Stéthoscope pour auscultation de précision - MountainMed - Lilas avec étu

Stéthoscope double pavillon pour une écoute de précision des sons haute et basse fréquence

Le stéthoscope MountainMED permet une auscultation rapide avec une précision des sons haute et basse fréquence.

Le stéthoscope est livré avec l'[étui de rangement et de transport "Holster" de MountainMED](#), que l'on peut accrocher à la poche ou à la ceinture.

- Double pavillon réversible avec bague anti-froid
- Membrane double fréquence pour l'optimisation des sons graves ou aigus
- Embouts auriculaires souples à vis, faciles à démonter.
- Tubulure en PVC souple et résistante de large diamètre, pour une meilleure transmission des sons.

Stéthoscope de référence pour le médecin généraliste ou hospitalier.  
Pour auscultation des sons cardiaques, pulmonaires, vasculaires et gastriques.

Coloris disponibles : Lilas / [Coquelicot](#) / [Noir](#)

#### Compris dans la boîte :

- Membrane de rechange
- Paire d'embouts auriculaires
- Paire de rechange d'embouts auriculaires

#### Pavillons :

- Pavillon : Acier inoxydable
- Pavillon large : Ø 47?mm
- Petit pavillon : Ø 36?mm
- Membrane : Ø 48?mm

#### Tubulure PVC souple :

- Diamètre tubulure : Ø 9 mm
- Diamètre lumière : Ø 5?mm
- Épaisseur tube : Ø 2?mm

**Les stéthoscopes MountainMED sont une exclusivité de Robé Médical.**

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE. DM de classe I