

Table d'esthétique électrique - 4 moteurs

Hauteur réglable, dossier et repose-jambe inclinables, mousse grand confort.

Avec double colonnes électriques. Dossier rectangulaire avec cavité visage. Hauteur réglable, dossier et repose-jambe inclinables. Accoudoirs amovibles et ajustables.

- Modèle professionnel, haute résistance dans la durée.
- Dossier rectangulaire avec cavité visage amovible.
- Hauteur réglable de 65 à 83 cm.
- Dossier inclinable de 0° à 105°.
- Repose-jambe réglable de 0° à 20°.
- Inclinaison Trendelenburg : - 10°.
- Accoudoirs amovibles et ajustables.
- Matière confortable, résistante et antidérapante.
- Moteur silencieux.
- Densité de la mousse : 30-32 kg/m².

Dimensions :

- Longueur : 200 cm.
- Largeur : 80 cm.
- Hauteur variable de 65 à 83 cm.
- Épaisseur du matelas : 8 cm.

Piètement coloris blanc.

Poids : 103 kg.

Poids max. supporté : 200 kg.

Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

