



Table d'inversion Ecopostural

Pour prévenir les douleurs de dos et prendre soin de la colonne vertébrale

- Aide à soulager les disques intervertébraux.
- Favorise la circulation sanguine.
- Réduit les efforts du cœur.
- Permet une bonne oxygénation du cerveau.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).
Coloris Roi (53) en photo.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture en poudre époxy cuite au four à 250°.

Dimensions :

- Dépliée : 130 x 80 x 210 cm.
- Pliée : 40 x 80 x 140 cm.

Poids 32 kg.

Table d'inversion anti-gravité de fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.
Livraison gratuite franco de port.