

FICHE TECHNIQUE

Table de massage Ecopostural légère, compacte et pliante



Table de massage pliante ultra légère et compacte spéciale mobilité avec poignée de transport.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Facile à transporter grâce aux clips et à la poignée.

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 3 cm.

Table hauteur 75 cm, avec cavité visage.

Structure aluminium renforcé avec câblage acier.
Piétement en alliage aluminium.

25 coloris au choix (voir nuancier).
Coloris Celadon (60) en photo.

Dimensions :

- dépliée : H 75 x l 62 x L 182 cm
- pliée : 62 x 91 x 17 cm
- Largeur table: 62 cm
- Dossier: L 91 cm x l 62 cm
- Assise horizontale: L 91 cm x l 62 cm

Poids 10 kg.

Poids maximal supporté : 120 kg.

Table de massage de fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)