



Table de massage pliante alu 3 parties largeur 70 cm Prune Salamender

Encombrement minimal, sellerie 3 parties confortable, châssis en bois et piètement en aluminium, utilisation à domicile ou en déplacement

Câblage en acier avec verrouillage automatique. Sellerie 3 parties avec mousse haute densité épaisseur 4 cm, dossier relevable manuellement.

- Appuie tête amovible.
- Cavité visage et son bouchon.
- Repose bras latéraux.
- Hauteur ajustable de 62,5 à 85,5 cm.
- Largeur 70 cm.
- Sellerie 4 cm d'épaisseur, densité 24 kg/m³.
- Coins arrondis.
- Housse de transport offerte.
- Légère.

Revêtement PVC résistant à l'huile et à l'eau.

Nettoyage facile à l'eau savonneuse ou avec un produit non abrasif ou un produit spécialement adapté tel que [Dentiro Foam](#).

Coloris : Prune

Existe également en coloris [Crème](#), [Noir](#), [Havane](#), [Gris taupe](#)

Dimensions dépliée : L 195 x l 70 x H (62,5 à 85,5) cm

Dimensions pliée : L 96 x l 70 x H15 cm

Dossier : L 65 x l 70 cm

Partie centrale : L 33 x l 70 cm

Partie jambes : L 96 x l 70 cm

Poids net : 17 kg

Résistance au poids : 650 kg

Poids maximal au travail : 250 kg

Découvrez nos tabourets et nos coussins assortis avec la sellerie :

Voir les tabourets.

Voir les coussins ronds.

Voir les coussins demi-ronds.

Garantie 2 ans, sellerie et châssis.