



### Table de massage pliante en bois largeur 60 cm Burgundy - avec housse de transport - Salamender

Élégante avec son châssis en bois stable et léger. Largeur 60 cm. Pour un usage diversifié

Structure et cadre en bois, câblage en acier avec verrouillage automatique. Mousse haute densité hauteur 4 cm, avec cavité pour le visage et son bouchon.

Cette table est idéale pour un usage diversifié.

Housse de transport offerte avec la table

- Appuie tête amovible.
- Repose bras latéraux amovibles.
- Hauteur ajustable de 62,5 à 85,5 cm.
- Largeur 60 cm.
- Sellerie 4 cm d'épaisseur, densité 24 kg/m<sup>3</sup>.
- Légère.

Revêtement PVC résistant à l'huile et à l'eau.

Nettoyage facile à l'eau savonneuse ou avec un produit non abrasif ou un produit spécialement adapté tel que [Dentiro Foam](#).

Coloris: Burgundy.

Existe également en coloris [Noir](#), [Crème](#), [Prune](#), [Bleu](#), [Gris Taupe](#).

Dimensions dépliée : L 185 x l 60 x H (62,5 à 85,5) cm.

Dimensions pliée : L 95 x l 60 x H20 cm.

Poids net : 15 kg.

Résistance au poids: 650 kg.

Poids maximal au travail: 250 kg.

[Découvrez nos tabourets et nos coussins assortis avec la sellerie :](#)

[Voir les tabourets.](#)

[Voir les coussins ronds.](#)

[Voir les coussins demi-ronds.](#)

Garantie 2 ans Sellerie et structure.