

FICHE TECHNIQUE



Tabliers imperméable avec manches longues en polyéthylène 50 microns - Romed - boîte de 10

Pour une protection imperméable intégrale-

Tablier à manches longues à usage unique, ultra résistant (épaisseur 50 microns)

Il s'enfile par les manches et se passe au niveau de la tête comme un tablier sans manches et un lien se noue au niveau du milieu du dos.

Assure une protection intégrale et longue durée.

Composition :

- 100% Polyéthylène bleu, imperméable.
- Largeur : 98 cm.
- Hauteur : 116 cm.
- Longueur de bras à bras : 170 cm.
- Poids : 36,5 g.*

Conditionnement :

- Carton de 10 blouses, ensachées individuellement.

Matériel médical CE.

Conforme aux normes MDD 93/42/EEC