

Tensiomètre Heine manopaire anéroïde Gamma G7

Tensiomètre Heine haute qualité robuste avec protection anti-chocs

Boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastiques (Polyamide /TP Elastomère) résistant avec absorbeur de chocs.

Cuillère en alliage réglable pour droitier ou gaucher. Grande poire de gonflage, système de répartition de pression augmentant la longévité du manomètre. Traitement antiglisse.

Tensiomètre validé E.S.H (Société Européenne de lutte contre l'Hypertension). Tensiomètre conforme aux normes EN1060 pour la communauté Européenne et normes SP9 pour les Etats-Unis.

- Cadran Ø 56 mm.
- Bague anti-choc.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mm Hg.
- Cuillère en alliage, réglable pour droitier ou gaucher.
- Brassards en polyester avec velcro. Lavable.
- Sans latex, sans mercure.

Modèle disponible :

- En pack avec 3 brassards:
 - Circonférence 13 à 20 cm pour enfant.
 - Circonférence 20 à 29 cm pour petit adulte.
 - Circonférence 29 à 41 cm pour adulte.

Tensiomètre livré en trousse.

Garantie 10 ans.
Matériel médical CE.

