



Tensiomètre Omron M4 Intelli IT à piles - avec connexion Bluetooth - Brassard Intelli Wrap

Surveillance de la tension. Transfère automatiquement les résultats sur le smartphone grâce à une connexion Bluetooth

Le tensiomètre OMRON M4 intelli IT détecte les pulsations cardiaques irrégulières. La tension artérielle sera affichée sur le grand écran LCD, à côté, le rythme cardiaque. Des indicateurs s'afficheront si la tension est élevée ou si l'appareil a détecté un rythme cardiaque irrégulier.

Il est doté d'un brassard Intelli Wrap de 22/42 cm.

Le système Intelli Wrap permet un positionnement toujours correct grâce à la zone de contact plus grande qu'avec un brassard standard.

- Peut être utilisé par 2 utilisateurs distincts + 1 invité
- Enregistre jusqu'à 60 lectures de tension artérielle
- Brassard Intelli Wrap, facile à utiliser
- Fonctionne grâce à une seule pression
- Résultats clairs même si le patient bouge, a un rythme cardiaque irrégulier ou s'il a de l'hypertension
- Connexion Bluetooth
- Compatible avec l'application OMRON CONNECT (disponible sur [AppStore](#) et [Google Play Store](#))

Brassard Intelli Wrap :

Cette technologie permet de placer le brassard facilement dans la bonne position sur le haut du bras.

Le guide du brassard indique s'il est placé correctement pour faciliter encore davantage l'utilisation de cet appareil.

Le détecteur de mouvement corporel indiquera si le patient a trop bougé, afin d'éviter les lectures de tension artérielle inexactes.

En option :

- [Brassards OMRON pour tensiomètres OMRON](#)
- [Transformateur secteur OMRON pour tensiomètres bras OMRON](#)

Caractéristiques techniques :

- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures
- Indicateur couleur de pression artérielle élevée facile à lire : Oui
- Détection des pulsations cardiaques irrégulières : Oui
- Détection des mouvements du corps : Oui
- Validation : Validation clinique, Validation de diabète, Validation de grossesse

Dimensions :

105 x 152 x 85

Poids :

0,34 kg

Contenu :

- Tensiomètre M4 Intelli IT

- Brassard Intelli Wrap (22–42 cm),
- Mode d'emploi
- Piles
- étui de rangement

Matériel médical CE.

Validation clinique.

Validé pour les personnes diabétiques et les femmes enceintes.

Produit garanti 3 ans.