

Tensiomètre Omron M6 Comfort piles ou secteur brassard préformé 22-42 cm

Avec brassard préformé intellicuff Adulte/Obèse, moyenne des 3 dernières mesures 2 utilisateurs. Brassard 22 à 42 cm. Garantie 3 ans.

Pour une mesure rapide et facile, avec un brassard intelligent permettant d'éliminer les mesures inexactes associées à un mauvais positionnement du brassard. Convient pour la taille adulte et obèse.

- Ecran géant pour lecture optimale.
- Symbole OK pour confirmer la bonne mise en place du brassard.
- Guide d'enroulement correct du brassard.
- Témoin d'hypertension lumineux vert orange et rouge.
- Vitesse de pression optimale pour un gonflage/dégonflage en douceur.
- Affichage simultané de la systole, diastole et du pouls.
- Détecteur de pulsations irrégulières.
- Symbole d'erreur en cas de mouvements.
- Technologie INTELLISENSE™ : Gonflage contrôlé confortable et indolore sans pré-réglage.
- Mémorisation de 2 utilisateurs (100 mémoires chacun).
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures.
- Dimensions du brassard, adulte et obèse : 22-42 cm.

Livré en trousse de rangement avec 4 piles AA 1.5V.
Avec adaptateur secteur en option.

Matériel médical CE.
Validation ESH/ BHS/ IP/ AFSSAPS.
Garantie 3 ans.

Attention: l'interprétation des données ne peut être faite qu'avec l'aide et la concertation d'un médecin ou d'un professionnel habilité.

