

### Tensiomètre Omron M7 Intelli IT à piles - avec connexion Bluetooth - Brassard Intelli Wrap

Tensiomètre électronique automatique avec fonction de détection de fibrillation atriale. Compatible avec l'application Omron Connect

Le tensiomètre OMRON M7 intelli IT peut effectuer trois mesures consécutives de tension artérielle à 30 secondes d'intervalle et afficher la moyenne pour une indication précise de votre tension.

- Comparatif des mesures de pression artérielle à des mesures antérieures
- Fonctionnalité 3 mesures consécutives
- Brassard Intelli Wrap qui permet un positionnement toujours correct grâce à la zone de contact plus grande qu'avec un brassard standard
- Compatible avec l'application OMRON CONNECT (disponible sur [AppStore](#) et [Google Play Store](#))
- Marque de renommée (marque numéro 1 recommandée par les cardiologues pour les moniteurs de tension artérielle en Europe)

OMRON M7 Intelli IT met en évidence les risques de fibrillation auriculaire (AFib), rarement détectée, qui peut mener à un risque plus élevé d'AVC et d'embolie.

L'application OMRON CONNECT met à jour automatiquement les résultats les plus récents sur l'application et permet d'avoir les lectures de tension artérielle à portée de main.

Le brassard Intelli Wrap permet de placer plus facilement le brassard sur le bras grâce à sa zone de contact plus grande qu'avec un brassard standard. Il donne une mesure de tension artérielle précise dans n'importe quelle position autour du bras.

L'écran double permet de comparer les derniers résultats avec les autres lectures de la journée ou avec les moyennes hebdomadaires.

Le tensiomètre OMRON M7 Intelli IT est livré avec :

- brassard Intelli Wrap (22–42 cm)
- mode d'emploi
- guide d'installation
- piles
- étui de rangement

Matériel médical CE.

Validation clinique.

Validé pour les personnes diabétiques et les femmes enceintes.

