

### Tensiomètre Omron RS4 poignet électronique

Mémoire 1 utilisateur, 60 dernières mesures, indicateur d'arythmie, écran 40x42 mm, garantie 3 ans.

Le nouveau tensiomètre poignet OMRON RS4 est le remplaçant du tensiomètre poignet OMRON RS3.

Entièrement automatique, il est équipé de la technologie "Intellisense" qui régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire, sans aucun réglage au préalable.

Mesure la tension artérielle et le pouls, simplement et rapidement en toute fiabilité grâce au brassard préformé et à son guide d'encerclement. Avec indicateur de positionnement du brassard.

Affichage simultané de toutes les valeurs diastole, systole, pouls, de la date et de l'heure.

Détecteur et indicateur d'arythmie et des pulsations irrégulières.

- Technologie IntelliSense: gonflage automatique par pompe intégrée.
- Grand écran numérique LCD (40x42 mm).
- Larges touches de fonctionnement.
- Extra plat 2 cm d'épaisseur.
- Indicateur de bon positionnement du brassard.
- Détecteur de mouvement.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Détecteur d'arythmie (rythme cardiaque irrégulier).
- Indicateur d'hypertension.
- Brassard préformé poignet, réglable de 13,5 à 21,5 cm.
- Mémoire des 60 dernières mesures avec date et heure.

- Plage de mesure tension artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations par minute.
- Précision : +/- 5%.

Alimentation: 2 piles AAA.

Dimensions: 93x62x20mm.

Poids: 86gr (sans piles).

Livré avec sa boîte de rangement rigide, 2 piles AAA, son mode d'emploi, sa carte de garantie et sa carte de tension artérielle.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

