

### Tensiomètre automatique Microlife BP A200 Afib PC

Technologie Mam et Afib pour une mesure plus fiable

Tensiomètre bras automatique avec technologie MAM (Mesure Artérielle Moyenne) pour une triple mesure de la tension artérielle, détection de la fibrillation auriculaire grâce à la technologie AFIB Microlife, affichage simultané de la systole, diastole et du rythme cardiaque.

Ce tensiomètre possède une fonction connexion PC qui permet de suivre et analyser l'évolution de son état de santé grâce au logiciel gratuit BPA.

Testé cliniquement selon le protocole BHS (Société Britannique d'Hypertension).



- Grand écran 57x80 mm.
- Affichage : systole, diastole, bpm, heure.
- 2 modes de mesure : standard, MAM.
- Capacité de mémoire : 200 prises de mesure.
- Brassard lavable, taille M-L : 22 à 42 cm.
- Mesure tension : 20-280 mmHg.
- Résolution : 1 mmHg.
- Précision statique : +/- 3 mmHg.
- Pression affichée du brassard : 0-299 mmHg.
- Mesure pouls : 40-200 bpm.
- Précision : +/- 5%.

S'utilise avec 4 piles LR6, piles rechargeables AA ou sur secteur.

Les données en mémoire peuvent être transférées sur un PC en reliant le tensiomètre par un câble USB (non fourni) et en téléchargeant [le logiciel BPA \(Blood Pressure Analyser\)](#) sur le site microlife.

Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.

Poids : 393g (avec piles).

Tensiomètre livré avec brassard rigide 22 à 42 cm, sacoche de rangement, 4 piles AA et un adaptateur secteur.

Garantie 5 ans.

Conforme aux normes EN1060-1/-3/-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2.

Matériel médical CE.