

### Tensiomètre bras électronique BP B2 Basic Microlife

Pour prise de tension au bras avec réglage automatique de la vitesse et de la pression de gonflage.

**Technologie Gentle+** pour une mesure plus confortable: Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage.



- Écran LCD 45 x 57 mm.
- Brassard adulte souple M/L (22 à 42 cm). Lavable.
- Mémoire 1 utilisateur: 30 dernières mesures, avec affichage de la moyenne de toutes les lectures.
- Affichage de la pression systolique, diastolique, du pouls, de la date et l'heure.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Indicateur de l'ajustement du brassard.
- Indicateur de charge des piles.
- Plage de mesure tension artérielle : 20-280 mmHg.
- Précision : 1 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 200 bpm.
- Précision : +/- 5%.
- Fonctionne avec 4 piles AA (incluses). Possibilité d'utiliser des piles rechargeables.

Dimensions : L 131 x l 90 x H 60,5 mm.

Poids : 277 g (piles incluses).

#### Livré complet avec:

- 4 piles AA
- Brassard souple M/L (22/42 cm)
- Housse de rangement en tissu
- Journal de suivi de tension
- Notice d'utilisation en Français

Garantie 5 ans.

Matériel Médical CE.