

### Tensiomètre bras électronique WatchBP Home S Microlife

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA). Garantie 5 ans.

Ce dispositif permet la mesure de la tension artérielle et le dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.

Le tensiomètre Home S mesure automatiquement la tension artérielle.

La **technologie WatchBP AFIB** détecte la fibrillation auriculaire (FA) avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)

- 30 mémoires
- Brassard souple M (22 – 32 cm)
- Bouton de verrouillage du clavier
- Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité
- Doté d'une alerte « Aller chez le médecin » (« Going-to-doctor »)

#### Mémoire 30 valeurs

Enregistre automatiquement jusqu'à 30 moyennes des 3 mesures consécutives avec la date et l'heure

#### Doté d'une alerte « Aller chez le médecin » (« Going-to-doctor »)

Informe de la nécessité de prendre un rendez-vous avec un médecin du fait du diagnostic d'une fibrillation auriculaire ou de mesures élevées et répétées de la tension artérielle.

#### Bouton de verrouillage/déverrouillage

Pour éviter toute mise sous tension intempestive et surconsommation de batterie.

#### Caractéristiques techniques :

- Poids : 412 g (avec piles)
- Dimensions : 154 x 94 x 40 mm
- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Plage de mesure : 30 - 280 mmHg – pression artérielle / 40 - 200 battements par minute – pouls
- Affichage de la pression du brassard :
  - Plage : 0 - 299 mmHg
  - Résolution : 1 mmHg
  - Précision statique : pression à  $\pm 3$  mmHg près ou 2 % de la mesure à plus de 200 mmHg
  - Précision du pouls :  $\pm 5$  % de la valeur indiquée
- Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5 V ; type AA

L'appareil répond aux exigences des normes sur les tensiomètres non invasifs : EN 1060-1, EN 1060-3, EN 1060-4, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, IEC 60601-1-11

Il satisfait aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE pour les appareils médicaux de classe IIa.

Produit garanti 5 ans.

#### Livré complet avec :

- 4 piles AA



- Housse de rangement
- Guide de démarrage rapide
- Notice d'utilisation en Français