

Tensiomètre bras électronique confort - Nissei

Fiable et précis, 2 mémoires utilisateurs et 60 mesures par utilisateur., détecte le rythme irrégulier du pouls, usage professionnel et particulier

Entièrement automatique, le tensiomètre vérifie et avertit si le brassard n'est pas bien porté.

Il détecte également les mouvements du corps qui pourraient provoquer des erreurs.

Le brassard "Friendly" se distingue par sa faible pression de contrainte et la lecture en cours d'inflation optimise la mesure en la rendant plus rapide.

Caractéristiques :

Affichage de la tension du pouls
Indication de la colonne de tension
Symbole du mouvement du corps
Symbole de pouls irréguliers
Fonction mémoire

Spécification du produit :

Principe de fonctionnement : Méthode oscillométrique
Indicateur : Afficheur à cristaux liquides à 13 chiffres
Intervalle indiqué de tension (pression du brassard) : 0 à 300 mmHg
Intervalle de mesure : 50 à 250 mmHg (systolique), 40 à 180 mmHg (diastolique), 40 à 180 (fréquence du pouls)
Précision : +- 3 mmHg (pression du brassard), +-5% de la lecture (fréquence du pouls)
Affichage des 3 dernières mesures
Gonflage : Gonflage automatique
Ventilateur : Vanne automatique de dégonflage
Alimentation : 4 piles alcalines, 1.5 V LR6 (taille AA) ou adaptateur secteur série ADP-W5 (non incluses)
Consommation électrique : 3W (max)

Mémoire : 2 mémoires de 60 prises de tension pour chaque utilisateur.
Conditions de fonctionnement : 10°C à 40°C, 15% à 85% RH
Brassard : Circonférence bras de 22 cm à 42 cm, partie appliquée type BF
Unité principale : environ 315g (sans les piles) / Taille environ 114 x 174 x 70.4 mm (L x P x H)

Composition du produit :

- Tensiomètre
- Brassard
- 4 piles AA
- Sacoche de transport
- Manuel d'instructions

Dispositif médical classe IIa (93/42/CEE)

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Garantie : 2 ans

