

Tensiomètre bras électronique parlant LD-579 Scian

Avec fonction vocale réglable en 5 langues. Brassard souple de 22 à 32 cm. Garantie 2 ans

Tensiomètre SCIAN avec brassard adulte souple 22-32 cm très rapide au niveau gonflage et dégonflage. Il sert à mesurer la pression artérielle, systolique, diastolique et de la fréquence du pouls chez les adultes (+ de 15 ans). Avec indicateur d'arythmie (IHB).

Écran LCD très large pour une lecture facile. Possibilité de mémoriser 90 mesures pour 2 utilisateurs. L'appareil établit la moyenne des 3 dernières mesures.

Bargraphe avec indicateur couleur selon le seuil d'hypertension. Niveau de pression de gonflage de 190 mmhg à 300 mmhg.



- Gonflage et dégonflage rapide.
- Brassard souple adulte (22-32 cm).
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Bargraphe avec indicateur couleur de classification de la pression artérielle.
- Mémorisation de 90 mesures pour 2 personnes.
- Moyenne des 3 dernières lectures.
- Écran LCD large (80x60 mm).
- Volume sonore réglable et ou désactivable.
- Plage de mesure
 - * Tension artérielle : 40 à 260 mmhg (WHO)
 - Précision +/- 3 mmHg
 - * Pouls : 40 à 160 bpm
 - Précision pouls : +/- 5 %

- Validation WHO (World Health Organisation - Organisation Mondiale de la Santé OMS)

Dimensions : L135 mm x l108 mm x P50 mm.

Poids : 268g + 100g brassard.

Tensiomètre livré avec un brassard souple 22-32 cm pour adulte. Fonctionne avec 4 piles AA (non rechargeables et non fournies)
L'adaptateur secteur n'est pas inclus avec le produit.

Garanti 2 ans.
Matériel médical CE.