

Tensiomètre de table sans mercure à écran LCD

Nouvelle génération de tensiomètres sans mercure pour un diagnostic rapide et précis

Modèle avec double affichage sur écran LCD, gonflage et décompression manuels.

2 modes de mesures possibles: Mode Auscultation pour utilisation classique avec un stéthoscope, Mode Oscillomètre pour un résultat automatique (sans stéthoscope).

Colonne à cristaux liquides qui remplace la colonnette en mercure évitant tout risque de fuite dans l'environnement et pour les personnes.

- En plastique ABS.
- Écran LCD retroéclairé.
- Double affichage: échelle graduée (tension) et affichage numérique (fréquence cardiaque).
- Brassard Adulte nylon lavable avec fermeture velcro (22-32 cm).
- Poire de gonflage avec soupape de décompression .
- Sans latex.
- Compartiment de rangement pour le brassard et la poire.
- Plage de mesure: 0 à 300 mmHg.
- Précision pression: +/- 3 mmHg.
- Ne convient pas pour une utilisation en pédiatrie.

Dimensions: 360 x 96 x 66 mm.

Poids: 1,5 Kg (avec piles).

Fonctionne avec 2 piles LR6 AA (non fournies).

Livrée avec brassard adulte et notice d'utilisation en Français.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

