

Tensiomètre électronique iHealth Neo BP5S

Mesurez et suivez l'évolution de votre tension artérielle sur votre Iphone ou tablette !

Téléchargez gratuitement et installez l'application "iHealth MyVitals" pour analyser l'évolution de vos paramètres de santé avec l'établissement de courbes et graphiques personnalisés :

- Pression artérielle.
 - Rythme cardiaque.
 - Détection d'arythmie.
-
- Avec large écran rétro-éclairé et facile à lire.
 - Mesure de la pression artérielle (systolique et diastolique) et de la fréquence cardiaque (nombre de battements par minute).
 - Détection de l'arythmie.
 - Possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs.
 - Affichage de l'historique.
 - Mémoire : 200 mesures.
 - Plage de mesure de la tension systolique : 60-260 mmHg.
 - Plage de la mesure de la tension diastolique : 40-199 mmHg.
 - Précision pression artérielle : +/- 3 mmHg.
 - Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 40-180 bpm.
 - Précision fréquence cardiaque : +/- 5 %.

Données techniques du tensiomètre :

- Connexion Bluetooth 4.0.
- Dimensions de l'écran : 30,4 x 27,8 mm.
- Circonférence du brassard : 22-42 cm.
- Méthode de mesure : oscillométrique, avec inflation et déflation automatiques.
- Alimentation : DC : 5V, 1.0 A, 3,7 V, batterie Li-Ion.
- Poids : 240 g (brassard compris).
- Autonomie de la batterie : plus de 130 mesures sur charge complète.

L'application "iHealth MyVitals" téléchargeable gratuitement sur Google play ou App Store vous permet de visualiser et d'analyser les résultats de vos paramètres de santé.

Taille : 135 x 55 x 12 mm.

Le tensiomètre bras connecté iHealth BP5S est livré avec un cordon USB, une pochette de transport, un guide de démarrage rapide et un manuel d'utilisation.

Compatible iOS et Android.

[Lien vers l'application sur Google Play.](#)

[Lien vers l'application App Store.](#)

