

### Tensiomètre manopoire anéroïde Durashock DS55 - Welch Allyn

Tensiomètre anéroïde - dégonflage à vis - Calibrage garanti 10 ans

Le tensiomètre manopoire Durashock DS55 est un outil essentiel pour les professionnels de la santé à la recherche d'une précision inégalée et d'une durabilité remarquable. Conçu pour résister aux chocs, ce tensiomètre est équipé de fonctionnalités techniques avancées qui en font un choix fiable.



#### **Caractéristiques :**

- Cadran gravé au laser
- Résistance aux chocs
- Léger et ergonomique
- Brassard lavable et décontaminable
- Garantie de calibrage de 10 ans
- Design innovant
- Valve de décompression à vis
- Poire de grande taille pour une manipulation aisée
- Compatible avec 8 tailles de brassard différentes
- Disponible en quatre coloris : rouge, bleu, jaune et noir

#### **Données techniques :**

Méthode de mesure : auscultatoire / manuelle

Type : manopoire

Plage de mesure de la pression artérielle : 0 à 300 mmHg (précision +/- 3 mmHg)

Graduation : 2 mmHg

Matière du brassard : nylon

#### **Contenu de l'emballage :**

- Tensiomètre Durashock DS55
- Brassard adulte (25-34 cm)
- Étui de rangement

**Garantie : 2 ans**

Dispositif médical CE de classe Im