

Tensiomètre manopaire anéroïde - Heine Gamma G5

Pour une prise de tension confortable et sûre.

- Grand écran : diamètre 56 cm.
- Boîtier polyamide résistant avec en plus un absorbeur de chocs.
- Traitement antiglisse.
- Tensiomètre avec cuillère réglable pour droitier ou gaucher.
- Manomètre protégé des surpressions: longévité et fiabilité.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mm Hg.
- Brassards nylon sans latex.

2 modèles disponibles :

- Avec brassard adulte : circonférence 29-41 cm.
- En pack avec 3 brassards:
 - Pour enfant - circonférence 13 à 20 cm.
 - Pour petit adulte - circonférence 20 à 29 cm.
 - Pour adulte - circonférence 29 à 41 cm.

Tensiomètre conforme aux normes EN1060 pour la communauté Européenne et normes SP9 pour les Etats-Unis.
Tensiomètre validé E.S.H (Société Européenne de lutte contre l'Hypertension).

Livré en trousse.

Matériel médical CE.

Garantie 5 ans.

