

Tensiomètre manuel anéroïde Alltime avec brassard immergeable - Fabrication Française

Tensiomètre de haute qualité de fabrication Française

Type manopaire à membrane anéroïde, précis et très léger.
Avec brassard désinfectable par immersion complète pour une hygiène parfaite.
Nettoyage rapide et efficace par trempage avec tous les nettoyeurs et désinfectants pour le matériel médical.



- Manomètre de précision avec graduation de 0 à 300 mm Hg.
- Protection anti-choc sur le manomètre.
- Molette de décompression en aluminium anodisé.
- Poire de pression résistante et souple.
- Ecran plus large (Ø 55 mm), pour une lecture facilitée.
- Brassard immergeable avec fermeture velcro.
- Brassard sans latex, sans phtalates.
- Précision de ± 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.
- Poids : 214 g.

Disponible en 3 versions :

- Avec un brassard adulte.
- Avec un brassard adulte et un brassard extra large.
- Avec un brassard adulte, un brassard adulte extra large et un brassard enfant.

Fabrication Française.
Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.