



### Tensiomètre manuel anéroïde Tenso+ - Black Edition - Robemed

#### Tensiomètre de précision avec double tubulure, poire de gonflage noire et finition chromé mat.

Destiné au praticien, le tensiomètre TENSO Black Edition bénéficie de tous les avantages d'un modèle haute de gamme :

- Manomètre de précision.
- Double tubulure de sécurité.
- Appui de main avec cuillère de préhension aluminium noire laquée ergonomique.
- Poire de gonflage cannelée pour une meilleure préhension.
- Valve d'évacuation d'air progressive.
- Brassard Adulte (25,4 à 40,6 cm) nylon lavable avec fermeture velcro.
- Sans latex.

Cuillère de préhension pivotante pour un usage ambidextre droitier ou gaucher.

Livré en trousse complète.

Conforme norme EN1060.

**Le tensiomètre TENSO+ Black Edition est une exclusivité de Robé Médical.**

Tensiomètre garanti 3 ans.  
Brassard garanti 2 ans.

Matériel médical CE.

*Photo d'illustration sur le packaging non contractuelle*