



Tensiomètre manuel anéroïde - double tubulure - Tenso+ Robemed

Tensiomètre de précision double tubulure pour un maximum de fiabilité

Destiné au praticien, le tensiomètre TENSO+ bénéficie de tous les avantages d'un modèle haute de gamme :

- Manomètre de précision.
- Double tubulure de sécurité.
- Finition mat chromé.
- Poire de gonflage gris souris cannelée pour une meilleure préhension.
- Appui de main avec cuillère de préhension aluminium laquée ergonomique.
- Valve d'évacuation d'air progressive.
- Brassard Adulte (25,4 à 40,6 cm) nylon lavable avec fermeture velcro.
- Sans latex.

Cuillère de préhension pivotante pour un usage ambidextre droitier ou gaucher.

Livré en trousse complète.

Conforme norme EN1060.

Tensiomètre Garantie 3 ans.
Matériel médical CE.