

Tensiomètre manuel anéroïde manopoire CA-MI

Cadran 55mm, dégonflage par vis, brassard 22-23 cm

Le tensiomètre manuel à manopoire anéroïde, équipé d'un dispositif anti-choc, dispose d'un brassard ajustable de 22 à 23 cm avec fermeture à scratch, ainsi qu'une poire souple et ergonomique, sans latex.

Caractéristiques techniques :

Soupage manuelle

Échelle de mesure graduelle : 0-300 mm Hg

Plage de mesure : 40-260 mm Hg

Précision : ± 3 mmHg

Taille du cadran : 55mm

Contenu de la boîte :

1 tensiomètre palmaire

1 bracelet adulte ajustable (22-32 cm)

1 sac de transport

Couleur : bleu

Garantie : 5 ans

Poids : 275g

Dimensions : 71 x 47 x 171 mm

Dispositif Médical CE de Classe I, conforme a la directive 93/42/EEC

Fabricant CA-MI Italie

