



### Tensiomètre poignet électronique BP 308 Fahrenheit Medical

Mémoire 2 utilisateurs, 60 dernières mesures, indicateur d'arythmie, écran 30x36 mm, garantie 3 ans

Modèle compact et ultra léger pour être emporté partout. Mesure de la tension artérielle lors du gonflage, pour une plus grande rapidité et précision des résultats.

Une simple pression sur le bouton mémoire permet d'obtenir la moyenne des 3 dernières mesures. Mémoire 2 utilisateurs, détection de l'arythmie.

- Brassard poignet préformé réglable de 13,5 cm à 21,5 cm.
- Ecran LCD 30 x 36 mm.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Mémoire 2 utilisateurs: 2 x 60 dernières mesures avec date et heure de chaque mesure.
- Plage de mesure tension artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations par minute.
- Précision : +/- 5%.
- Fonctionne avec 2 piles AAA incluses.

**Le tensiomètre électronique poignet BP 308 Fahrenheit Médical est une exclusivité de Robé Médical.**

Dimensions : L 60 x l 60 x H 25 mm.

Poids : 110g (avec les piles).

Livré complet avec 2 piles AAA et notice d'utilisation en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.