

## FICHE TECHNIQUE

### Tubulure pour aspirateur de mucosité - Longueur 1 mètre

Tubulure de raccordement en silicone conçu pour les modèles [ASKIR 30](#), [ASKIR 20](#), [ASKIR 230](#), [ASPIRET](#) et [pompe d'aspiration manuelle](#).

Tubulure de connexion en silicone autoclavable

#### Caractéristique technique :

- Longueur : 1 mètre.
- Diamètre : 1 cm.
- Matière : silicone.

Pour la connexion de votre tubulure, utilisez [le raccord biconique droits](#) (Diam extérieur 7x7mm).

