

## FICHE TECHNIQUE

### Verre à boire avec bec ergonomique Robemed, gradué, 250 ml

Léger, pratique d'utilisation et anti-versement. Compatible lave-vaisselle.

Verre gradué. Pour boire plus facilement et éviter que les liquides ne se renversent. Passe au micro-onde et au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Avec deux bords verseurs fournis.

- Couvercle hermétique et amovible avec trous séparés pour contrôler le flux.
- Bec verseur avec embout de 6 mm pour les aliments semi-solides.
- Bec verseur avec embout de 3 mm pour les liquides.
- Compatible lave-vaisselle.

#### **Précautions :**

- Ne pas utiliser de lumière UV pour désinfecter le produit.
- Regarder régulièrement si le produit n'est pas endommagé avant utilisation.

Taille des embouts : 3 et 6 mm.

Contenance : 250 ml.

Hauteur : 170 mm.

Poids : 50 g.

Diamètre : 6 cm.

Matière : plastique.

