



Verticalisateur Turnax avec sangle simple ou coulissante

Pour passer de la position assise à la position debout en toute sécurité avec ou sans l'aide d'un intervenant

Avec disque pivotant sous la plateforme, repose-pieds antidérapants, appui-jambes orientables et réglables en hauteur, poignées ajustables.

Le verticalisateur Turnax apporte une aide au personnel soignant pour lever et transférer une personne.

- Acier epoxy gris.
- Socle et repose pieds antidérapants.
- Appui-jambes en mousse polyuréthane.
- Poignées en PVC.
- Poignées réglables en hauteur : 60 à 130 cm.
- Appui-jambes réglables en hauteur : 10 à 54 cm.
- Portée 130 Kg.
- Roulettes de manutention.

Verticalisateur livré sans sangle.

Sangles disponibles en option :

- **Sangle simple** en mousse faomé avec maille grattée à l'extérieur et bouclette à l'intérieur.

Dimensions : 175 x 22 cm.

Poids : 220g.

Coloris : Noir et bleu.

- **Sangle coulissante** en mousse, polyester et silicone.

Dimensions : 175 x 10 cm.

Poids : 340g.

Coloris : Noir et bleu.

Dimensions : 48 x 50 x 80 cm.

Poids : 15 Kg.

Encombrement au sol : 45 x 48 cm.

Appui-jambes : 20 x 15 cm.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.